

品名		プロスペック® 歯ブラシ									
		アダルト		ヤング						スリム	
対象		大人用		大人用			大人用			大人用	
種類	H=かため、M=ひつつ S=やわらかめ、U=フルトラソフト	H	M	S	H	M	S	フォーレッシン M	フォーレッシン S	M	
刷毛	長さ (mm)	10	11	9.5			10	9.5			9.5
	太さ (mil)	10	8	6	10	8	6	8	6	8	
	材質	ナイロン		ナイロン			ナイロン			ナイロン	
	毛先	ラウンド		ラウンド			ラウンド			ラウンド	
ヘッド部	大きさ・植毛例 (54%縮尺)										
	長さ (mm)	24	22			22	22			23	
	幅 (mm)	10	9.5			9.5	9.5			8	
	歯ブラシ全長 (mm)	167	157			157	157			164	
ハンドル部	材質	ポリエチレン/ポリアクリル		ポリエチレン/テフタレート			ポリエチレン/テフタレート			ポリエチレン/ポリアクリル	
	色調										
包装	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)	1函:20本 (各色5本)
	希望患者価格 (税込)	1本=¥360	1本=¥330			1本=¥330	1本=¥330			1本=¥330	1本=¥330

○シャモニーホワイト ●サファリエロー ●イタリアンレッド ●オーシャンブルー ●バミューダグリーン
●カナリーイエロー ●アゼリアピンク ●ラベンダーブルー ○クリアー ●クリアーピンク ●クリアーブルー
●クリアーバイオレット ●クリアーオレンジ

品名		プロスペック® 歯ブラシ プラス																
		スタンダード		コンパクト		スタンダード スリム		コンパクトスリム				タイニー		スモール		ミニ		ワンタフト
対象		大人用		大人用		大人用		大人用		大人用		こども用 乳歯期用(0-6才)	こども用 乳歯期用(0-6才)	こども用 混合期用(5-12才)	こども用 混合期用(5-12才)	こども用 仕上げ磨き	こども用 仕上げ磨き	部分磨き
種類	H=かため、M=ふつ S=やわらかめ、U=フルトラソフト	M	S	M	S	U	M	S	フォーレッシン M	フォーレッシン S	M	フォーレッシン S	M	フォーレッシン S	M	フォーレッシン S	M	M
	長さ (mm)	9.5		9.5		9.5		9.5		9.5		6.5	7.5	7.5	8.5	7	8	最長8、最短5
刷毛	太さ (mil)	8	6	8	6	5	8	6	8	6	7	6	7	6	7	6	6 (直径)	
	材質	ナイロン		ナイロン		ナイロン		ナイロン		ナイロン		ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン
	毛先	ラウンド		ラウンド		ラウンド		ラウンド		ラウンド		ラウンド	ラウンド	ラウンド	ラウンド	ラウンド	ラウンド	ラウンド
ヘッド部	大きさ・植毛例 (55%縮尺)																	
	長さ (mm)	22		20.2		22		20.2		20.2		17	17	19	19	16.5	16.5	6
	幅 (mm)	9.5		9.5		8		8		8		8.2	8.2	9	9	8	8	6
ハンドル部	歯ブラシ全長 (mm)	165		163		165		163		163		136	136	146	146	164	164	160
	材質	ポリエチレン/ポリ		ポリエチレン/ポリ		ポリエチレン/ポリ		ポリエチレン/テフ		ポリエチレン/テフ		ポリエチレン/ポリ	ポリエチレン/ポリ	ポリエチレン/ポリ	ポリエチレン/ポリ	ポリエチレン/ポリ	ポリエチレン/ポリ	ポリエチレン/ポリ
色調																		
								(クリアー)					(キャラクター)		(キャラクター)		(キャラクター)	
包装		1函:20本 (各色4本)		1函:20本 (各色4本)		1函:20本 (各色4本)		1函:20本 (各色4本)		1函:20本		1函:20本 (各色4本)	1函:20本 (各キャラクター5本)	1函:20本 (各色4本)	1函:20本 (各キャラクター5本)	1函:20本 (各色4本)	1函:20本 (各キャラクター5本)	1函:20本 (各色10本)
	希望患者価格 (税込)	1本=¥330		1本=¥330		1本=¥330		1本=¥330		1本=¥330		1本=¥280	1本=¥280	1本=¥280	1本=¥280	1本=¥310	1本=¥310	1本=¥430

●ライラックブルー ●セラドングリーン ●ローズピンク ○ミルクホワイト ●アプリコットイエロー ○クリアー ●クリアーピンク ●クリアーブルー ●クリアーバイオレット ●クリアーオレンジ ●グレーパープル
●ソーダブルー ●メロングリーン ●サナイエロー ●ハンプキンオレンジ

※掲載情報は2022年10月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東 北 (022) 207-3370 ●九 州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも

App Store

Google Play

ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OS/バージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。

PA124M2209




PROSPEC®

プロスペック総合カタログ



PROSPEC® 歯ブラシとは？



きれいに磨くためのポイント

Point 1 毛先を狙ったところに垂直に当てる

歯ブラシの面を使い分ける



※当て方は一例です

Point 2 毛先を効果的に動かす

動画でチェック!




軽い力で1~2歯分の
ストロークで磨く



ブラシの弾力を活かし
歯面を効率よく捉えている

力が強く、
ストロークが小さい




ブラシが割れてしまい
毛先が動いていない

PROSPEC® 歯ブラシ



PROSPEC® 歯ブラシプラス




カラフルな毛先で歯みがきマスター

フォーレッスン
Fourlesson


全面

つま先

色ごとに
使い分けて
磨き残しをなくす



PROSPEC® 歯ブラシ



アダルト

3種の毛のかたさから選べる標準モデル。
大人の平均的な歯列に適した大きさで、口腔内のあらゆる部位が効率よく磨けます。

毛の硬さ ☐ やわらかめ ☐ ふつう ☐ かため

おすすめ



ヤング

「アダルト」よりひと回りヘッドが小さなモデル。

毛の硬さ ☐ やわらかめ ☐ ふつう ☐ かため
フォーレッシン ☐ やわらかめ
フォーレッシン ☐ ふつう




スリム

スリムなヘッドに、ネックを長く設計したモデル。
毛先のコントロールがスムーズで、ポイントを絞ったブラッシングに適しています。

毛の硬さ ☐ ふつう


PROSPEC® 歯ブラシプラス



スタンダード

平均的な大人サイズのモデル。
植毛ピッチが広く刷掃面が大きいので、
効率のいいブラッシングが行えます。

毛の硬さ ☐ やわらかめ ☐ ふつう



コンパクト

「スタンダード」よりヘッド部の長さを短くした
モデル。特に毛のやわらかいウルトラソフトは
歯周病の患者さんにおすすめです。

毛の硬さ ☐ ウルトラソフト ☐ やわらかめ ☐ ふつう



スタンダードスリム

毛先の当たっている部位を確認しやすいように
ヘッドをスリムに設計したモデル。

毛の硬さ ☐ やわらかめ ☐ ふつう

おすすめ



コンパクトスリム

「スタンダードスリム」よりヘッドの長さを短く
したモデル。コンパクトヘッドでポイントを
絞ったブラッシングが行えます。

毛の硬さ ☐ やわらかめ ☐ ふつう
フォーレッシン ☐ やわらかめ
フォーレッシン ☐ ふつう



タイニー

こども用
乳歯列期

乳歯列期(0～6才)のこども用のモデル。ヘッドが
小さく、狭い口腔内でも自由に動かせます。

毛の硬さ ☐ ふつう
フォーレッシン ☐ やわらかめ



スモール

こども用
混合歯列期

混合歯列期(5～12才)のこども用のモデル。
植毛は3列×7束で「コンパクト」よりひと回り
小さくなっています。

毛の硬さ ☐ ふつう
フォーレッシン ☐ やわらかめ



ミニ

こども用
仕上げ磨き

ネックを長く、ヘッドを小さくしたモデル。
保護者の方が行うこどもの仕上げ磨きだけでなく、
大人のポイント磨きにも適しています。

毛の硬さ ☐ ふつう
フォーレッシン ☐ やわらかめ



ワントフト

ポイント磨き用

最後臼歯の遠心面、矯正治療時のブラケット周辺等、
通常の歯ブラシでは届きにくい部位の
ポイント磨き用です。

毛の硬さ ☐ ふつう