

ルシェロ歯ブラシ B-30 グラッポ

希望患者価格● 1本=¥360(税込)



クリアパープル
クリアレッド
クリアブルー
クリアグリーン
クリアイエロー

ルシェロ歯ブラシ P-30 グラッポ

希望患者価格● 1本=¥360(税込)



ブルー
ネイビーブルー
ピンク
レッド
イエロー

あなたをサポートする歯ブラシ

ruscello

Grappo

ルシェロ歯ブラシ
B-30 / P-30 [グラッポ]

ルシェロ 歯みがきペースト

医薬部外品<薬用ハミガキ>

B (ベーシック)

フッ化ナトリウム
(900ppm)

グリチルリチン酸
ジカルウム



マイルドミント
(レモンフレーバー)

内容量●90g

希望患者価格● 1本=¥510(税込)

P (ペリオ)

フッ化ナトリウム
(900ppm)

グリチルリチン酸
ジカルウム



酢酸トコフェロール
(VE)

イソプロピルメチル
フェニール (IPMP)

塩化セチルピリジ
ニウム (CPC)



マイルドミント
(レモンフレーバー)

内容量●70g

希望患者価格● 1本=¥530(税込)

製造販売元 株式会社アイテック
愛媛県大洲市新谷乙1382

※掲載内容・希望患者価格は2023年5月現在のものです。

※印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。

※無断転載、無断複製を禁じます。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <https://www.gc.dental/japan/education/public>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

効率よくブラッシングできます

大きな
ストロークで磨ける
ヘッドの長さは約2〜3歯分*



歯面全体を
いっきに磨ける
ヘッドの幅は上下の歯に合わせた長さ*



効率よく
プラークを落とす
毛束をランダムに
密に配置

にぎりやすい
太めのハンドル



滑り止めと、
お口の中でブラシの
向きがわかるように
突起がついています



1mil=0.0254mm



*現代日本人の歯の大きさについての観察 日大歯学, Nihon Univ. Dent. J., 69, 122-130, 199

※写真はB-30です

Basic むし歯予防に B-30



歯と歯の間も磨ける
全ての毛がラウンド
毛なので、プラークを
しっかり落とします。



P-30 歯周病対策に Perio

細かいところも磨ける



長いテーパース毛が細か
いところに入り込み、短
いラウンド毛が歯面の
プラークを落とします。



歯ブラシは丁寧に 洗いましょう！

歯みがき後は、ブラシを
清潔に保つために丁寧に
水洗いしてください。



細かいところは歯科医院で！

自分で落とすきれない細かい部分の
プラークは、歯科医院のプロフェ
ッショナルケアできれいにしてくだ
さいましょう。

