

MyRay カム C-U2

歯科用口腔内カメラ



Since 1921
100 years of Quality in Dental

シンプルに使えて キレイに撮れる



歯科用口腔内カメラ

MyRay カム C-U2

包装●一式:カメラ本体、カメラケーブル、ハンガー、ハンガー設置用シール2個入、Image Suite USB、衛生カバー50枚入(ノーマル)

※コンピュータは付属しません。

歯科用口腔内カメラ MyRay カム C-U2
一般医療機器 13B1X00155000309

仕様●


本体重量	65g
本体全長	205mm
被写界深度	5~70mm
センサー	プログレッシブスキャン 1280x720
照明	白色LED 8個
フレームレート	30フレーム/秒
ケーブル長	1.8m
電源	DC5V/500mA (USBポートから供給)

動作環境●

OS	Windows 10 Pro 64ビット
CPU	Intel Core 2 Duo/ AMD Athlon X2 (4コアプロセッサを推奨)以上
HDの空き容量	20GB以上
RAM	4GB (Windows 10)以上
ビデオグラフィックスカード	最小解像度 1280x1024 - DirectX 9.0対応
ドライブ	DVDドライブ
モニター解像度	4:3モニター 1280x1024ピクセル(以上)
ポート	USB 2.0または3.0

※全てのPCでの動作を保証するものではありません。

別売




衛生カバー50枚入
(ノーマル)

包装●1箱

深い被写界深度で症例に応じて幅広く撮影できる



手ブレが
起こりにくい





厚さ9.5mmの
薄いヘッド



コントロールボタンから
指を離すと撮影されます。

ほぼ原寸大

患者さんとのコミュニケーションツールに



X線画像管理システム
Aadva Station※
と連携可能

※弊社X線の撮影、画像取得等を行う
画像管理システムです。

※撮影用ソフトウェア iCapture が付属しています。

※TWAIN インターフェースを介してサードパーティ製ソフトウェアに転送できます。

※掲載情報は2022年9月現在のものです。

※ソフトウェア画面写真はハメ込み合成のため、実際とは若干異なります。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※Windows®は、米国Microsoft Corporation及びその他の国における登録商標です。
※その他の表記されている各種名称、商品名、社名などは各社の商標又は登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。



MJ058M2208