

マイジンガー カーバイドバー ミニス (HP用)

MEISINGER CARBIDE BUR MINIS

金属をはじめとする各種硬質材料の細部の精密作業に適したミニチュアタイプ。クロスカットのため優れた耐久性と切削効率を有します。
MGタイプはGXタイプのミニタイプ、MFタイプは、その仕上げ用です。

形態●8種
シャンク●1種=HP
包装●(各種)2本1パック

マイジンガーカーバイドバー
一般医療機器 歯科用カーバイドバー
13B1X00155000272

*1 例) 008: 頭部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

タイプ	MGタイプ			
形態番号	HM23MG	HM30MG	HM77MG	HM78MG
シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HP 014	HP 023	HP 023	HP 023
回転数 ^{*2}	50,000	50,000	50,000	50,000
カラー コード システム				
注文コード	89234	89236	89237	89238
用途	模型 レジン その他 技工用			

タイプ	MFタイプ				
形態番号	HM23MF	HM23MF	HM30MF	HM78MF	HM77MF
シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HP 014	HP 023	HP 014	HP 023	HP 023
回転数 ^{*2}	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
カラー コード システム					
注文コード	89269	89239	89270	89240	89273
用途	模型 レジン 陶材 その他 技工用				