



手術顕微鏡 EXTARO 300

プレミアム パッケージ

PREMIUM Package

カルツァイス社の技術で開発した

EXTARO 300にパッケージ仕様が新登場



Since 1921
100 years of Quality in Dental

EXTARO 300 & OPMI pico に お得なパッケージ仕様が新登場

手術顕微鏡 OPMI® pico

スタートアップ パッケージ

STARTUP Package

優れた光学性能のOPMI picoにパッケージ仕様が新登場



機種 パッケージ仕様	EXTARO 300 内蔵FHDカメラ パッケージ	OPMI® pico	
		内蔵FHDカメラ パッケージ	外付けカメラ用ポート パッケージ
おすすめのポイント	「外付けカメラ用ビームポート」をなくしてお求めやすくなりました。	「対物レンズ300ミリ焦点」を搭載した限定仕様としてお求めやすくなりました。	
マウントタイプ	 フロアスタンド/天井懸架装置/床固定	 フロアスタンド/ユニットマウント	 フロアスタンド/ユニットマウント
光源	3原色LEDライトブースト付	LED	LED
MORAインターフェース	○	—	—
カップリング	ストレート	120°	120°
180°可変鏡筒	○	○	○
パリオスコープ	○	—	—
対物レンズ	200~430mm	300mm	300mm
内蔵カメラ(記録装置は別売です)	FHDカメラ WiFi出力付 (iPad対応) ※カメラ関連部分のみ保証期間3年	FHDカメラ	—
外付けカメラ用 ビームポート	—	—	○ ビームスプリッター50付
ツールライト・ノーグレアモード	△	—	—
フルオレックスモード	△	—	—
備考	外付け映像装置を装着する場合は、ビームスプリッター等が必要です。	外付け映像装置を装着する場合はビームスプリッター等が必要です。	一眼レフカメラ・家庭用ビデオカメラ・業務用ビデオカメラが装着可能です。(対応カメラアダプタは別売です)

※△印:後付アップグレード可 ※詳細につきましては、お取引のディーラーまたは弊社支店・営業所までお問い合わせください。



カルツァイス社
手術顕微鏡 EXTARO 300
手術顕微鏡 OPMI pico
製品情報はこちら



Seeing beyond

手術顕微鏡 EXTARO 300 製造販売届出番号:13B1X00119003570
手術顕微鏡 EXTARO 300 マウントタイプ 製造販売届出番号:13B1X00119003590
手術顕微鏡 EXTARO 300 FV 認証番号:229AHBZX00034000
サスペンションシステム:S 100 手術顕微鏡OPMI pico 製造販売届出番号13B1X00119003170
フロアスタンドサスペンションシステム:S 100 天井懸架装置 手術顕微鏡OPMI picoマウントタイプ 製造販売届出番号13B1X00119003070

※掲載の情報は2023年7月現在のものです。 ※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがございますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。 ※写真には一部オプションを含む場合があります。 パッケージ仕様とは異なります。
※天井懸架装置には別途設備工事費がかかります。 ※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 カールツァイスメディテック株式会社
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都千代田区麹町二丁目10番9号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!
推奨OS/バージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



MJ054X2307