

白いかぶせ物が保険適用へ

《CAD》
歯の形状を
コンピューターで設計



デジタル技術で
白いかぶせ物
(CAD/CAM冠)を製作



《完成》
白いかぶせ物
(CAD/CAM冠)



《ハイブリッドレジン》
レジン(プラスチック)と
セラミックスを合わせた材料を使用



《CAM》
設計した歯の形状をデジタル
技術を応用した機械で削り出し



	保険診療		自費診療
種類	銀のかぶせ物 (金属冠)	白いかぶせ物 (CAD/CAM冠)	白いかぶせ物 (セラミック冠)
審美性	△	○	○
強度	○	○	○
金属アレルギーの リスク	あり	なし	なし

*白いかぶせ物(CAD/CAM冠)は、臼歯部のみ保険適用となります。

詳しくは、歯科医師へご相談ください

'GC.'